



Manganreagenssats, 0,005 - 0,5 mg/L Mn

Produktnr:

LCW532

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



För mätning av mangan med PAN-metoden.

Specifikationer

Antal tester :	50
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0,005 - 0,5 mg/L Mn
Metodnamn:	1-(2-pyridylazo)-2-naftol (PAN)
Parameter:	Mangan
Specialkommentarer:	rektangulär 50 mm-kyvett, LZP341, krävs

Obligatoriska tillbehör

- Provcell, 50 mm, rektangulär, PMMA, 10 st (Item LZP341)