



Agar R2A, dehydrerad, 500 g

Produktnr:	2281034
SEK Pris:	Kontakta oss
Inget leveransdatum anges	

Medium med låg näringshalt för uppräkning och odling av bakterier från dricksvatten. Används för häll- eller spridningsmetoder och MF-metoder som beskrivs i 16:e utgåvan av Standard Methods. Rekommenderas för att förutsäga nitrifiering mer exakt i dricksvattensystem där kloraminer används som sekundärt desinfektionsmedel.

Specifikationer

Media Type:	Agar R2A,
Region:	US
Volym/förpackningsstorlek:	500 g