



Anjoniska tensider, kyvette, 0,1-4,0 mg/L, 25 tester

Produktnr:

LCK432

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Farligt



LCK-kyvettester: minsta mängd reagenser, maximal säkerhet.

Klar att använda, ger maximal säkerhet, lätthanterlig, fotometrisk beräkningssystem, miljövänlig

Exakta och tillförlitliga mätvärden

Maximal säkerhet för användare, tack vare det slutna systemet och den låga reagensmängden

Praktisk och felfri dosering av reagenser

Streckkodsetikett för automatisk igenkänning i fotometern

Differentiering mellan tester och mätområden med hjälp av färgkodning

Specifikationer

Antal tester :	25
Beskrivning:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
EPA compliant:	N/A
Instrument:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
Lagringsförhållanden:	15 - 25 °C
Mätområde:	0.1 - 4.0 mg/L
Metodnamn:	Metylenblått (MBA)
Parameter:	Tensider, anjoniska
Plattform:	LCK
Standard method:	ISO 7875-1